

FRAGEBOGEN ZUR ANBINDUNG AN IHRE RUFANLAGE

Um das Bucinator System an Ihre Rufanlage anschließen zu können benötigen wir einige Daten.

Institution und pflegerischer Ansprechpartner: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Rufanlage Hersteller Fabrikat: \_\_\_\_\_












Anlagen-Typ: \_\_\_\_\_

Neben der Buchse für den Birntaster ist noch mindestens eine Buchse für das Bucinator System vorhanden:

JA

NEIN

Art des Steckers:

 DIN 4-pol. <input type="checkbox"/>	 DIN 5-pol. <input type="checkbox"/>	 DIN 5-pol. <input type="checkbox"/>	 DIN 6-pol. <input type="checkbox"/>
 DIN 7-pol. <input type="checkbox"/>	 Mini DIN 6-pol. <input type="checkbox"/>	 Mini DIN 8-pol. <input type="checkbox"/>	 RJ45 8-pol. <input type="checkbox"/>
 Zettler 6-pol. <input type="checkbox"/>	 Zettler 28-pol. <input type="checkbox"/>	 Zettler 15-pol. Varioline <input type="checkbox"/>	<b>Andere</b> (Bild oder Muster beifügen) <input type="checkbox"/>

Techn. Ansprechpartner: \_\_\_\_\_

Tel.-Nr.: \_\_\_\_\_ E-Mail: \_\_\_\_\_

Sonstige Bemerkungen: \_\_\_\_\_